

Soporte para Sonda Nasogástrica



Pincha o escanea QR
para VIDEO en Español

Los soportes para sondas nasogástricas Dale son ideales para sujetar sondas de alimentación y aspiración nasogástricas como: Sondas Salem Sump™, sondas gástricas Levin, sondas de alimentación nasoentérica y sondas intestinales nasogástricas.

El soporte supone una mejora con respecto a la cinta adhesiva y otros tipos de soportes con reverso adhesivo, ya que incorpora un adhesivo respetuoso con la piel que se adhiere a la piel de la nariz de forma rápida y cómoda. El soporte puede permanecer en su sitio hasta 72 horas. El soporte centra la sonda que sale de la fosa nasal izquierda o derecha, lo que permite que la sonda “cuelgue” de la nariz en una posición más natural.



160/161 Soporte para Sonda Nasogástrica



163 UltraGrip Soporte para Sonda Nasogástrica

Características principales

- ◆ Fácil de utilizar
- ◆ Sujeta con seguridad todas las sondas nasogástricas en su sitio
- ◆ Previene la irritación, erosión o necrosis nasal
- ◆ Ayuda a evitar la dislocación o extracción involuntaria de la sonda
- ◆ Proporciona la máxima seguridad a la sonda
- ◆ La almohadilla nasal se estira y se adapta a distintas formas de nariz
- ◆ Las puntas no adherentes permiten retirar fácilmente el soporte sin que se pegue a los guantes de examen
- ◆ No está fabricado con látex de caucho natural
- ◆ Todos los soportes para sonda nasogástrica Dale también pueden sujetar sondas de manometría y de pH independiente

Número de producto	Description	Cantidad
160	Soporte para Sonda Nasogástrica Grande/Adulto, Doble pestaña	50 por caja
161	Soporte para Sonda Nasogástrica Pequeño/Joven Adulto/Pediátrico/Geriátrico, Doble pestaña	50 por caja
163	UltraGrip™ Soporte para Sonda Nasogástrica Grande/Adulto, Pestaña única	50 por caja

Patentes dalemed.com/patents



Soporte para Sonda Nasogástrica

Características	Ventajas clínicas
Adhesivo respetuoso con la piel	■ Proporciona la máxima seguridad a la sonda ■ Sujeta con seguridad las sondas de alimentación y/o aspiración ■ Suave con la piel delicada ■ Resiste el aire humidificado de la mascarilla de oxígeno ■ No deja residuos pegajosos en la sonda ni en la nariz después de retirarla
Tejido	■ El material transpirable puede dejarse colocado hasta 3 días ■ El material se estira para adaptarse a cualquier forma de nariz ■ Más cómodo que el esparadrapo tradicional
Pestañas dobles (sólo 160/161)	■ Máxima seguridad de la sonda ■ Reduce la dislocación o extracción involuntaria de la sonda nasogástrica ■ El menor movimiento de la sonda nasogástrica reduce la irritación nasal ■ Centraliza la sonda nasogástrica en la fosa nasal gracias a la acción de tracción de las lengüetas de envoltura superior e inferior. ■ Puede alojar una sonda nasogástrica ■ Más seguro que la cinta adhesiva
Ficha larga única (sólo 163)	■ Máxima seguridad de la sonda ■ Reduce la dislocación o extracción involuntaria de la sonda nasogástrica ■ El menor movimiento de la sonda nasogástrica reduce la irritación nasal ■ Una lengüeta centraliza la sonda en la fosa nasal ■ Una pata de sujeción simplifica la aplicación
Puntas no adherentes	■ La lengüeta de plástico "Starter" permite una fácil aplicación y retirada del tubo ■ No es necesario cortar, por lo que no hay que temer cortar el tubo accidentalmente ■ Fácil de usar con guantes
Almohadilla de espuma para puente (sólo 163)	■ Incorpora una exclusiva almohadilla de espuma no adhesiva para el puente que se apoya en la punta de la nariz, proporcionando un cojín para distribuir uniformemente la sonda nasogástrica y ayudar a prevenir las lesiones por presión adquiridas con el dispositivo médico. ■ Aumenta la comodidad del paciente, a la vez que minimiza el contacto localizado con los tejidos para ayudar a prevenir las úlceras cutáneas
Cómodo y práctico	■ Permite a la enfermera cambiar el soporte de forma independiente sin tener que esperar al personal adicional
No fabricado con látex de caucho natural	■ Elimina las reacciones al látex de pacientes y cuidadores

IMPORTADOR EN ESPAÑA:



MEDICAL SELECTION S.L.
C/ Trueba y Fernández, 6 (Local)
28016 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 350 0202

e-mail: contacto@medicalselection.com
Web: www.medicalselection.com